

Anticuerpo Monoclonal Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Para Wb, Elisa - P10852

Número de artículo: CM0007371



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante contra SLC3A2 de ratón (SWISS P10852), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la función del transportador de aminoácidos y la señalización relacionada con integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	4F2hc/CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6520
GeneID	17254
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 105-526 de 4F2hc/CD98/SLC3A2 de ratón (P10852).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10852
Peso Proteico	58KDa
Envío	Bolsa de hielo