

Anticuerpo Policlonico Anti-53Bp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12888

Número de artículo: CM0025982



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la 53BP1 (TP53BP1) humana, reactivo con humanos, ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Desempeña un papel clave en la respuesta y reparación del daño al ADN, el mantenimiento de telómeros y la recombinación de cambio de clase.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	53BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	7158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 895-1031 de la TP53BP1 humana (NP_005648.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q12888
Peso Molecular de la Proteína	214kDa
Envío	Bolsa de hielo