

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-53Bp1 Para Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Número de artículo: CM0004439



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína 53BP1 humana, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína de 214 kDa; presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	53BP1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Especie	Humana
ID del gen	7158 (Humana)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la proteína 53BP1 humana (Q12888)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q12888
Peso de la proteína	214 kDa
Envío	Bolsa de hielo