

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor 5Ht7 Para Wb, If-P, Elisa - P34969

Número de artículo: CM0002396



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido al receptor 5HT7 humano (5-HT7, receptor de serotonina 7). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la señalización de GPCR mediada por serotonina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Receptor 5HT7
Observaciones/Alias	5-HT7; Receptor 5HT7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3363
GeneID	3363
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del receptor 5HT7 humano (P34969).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34969
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo