

Anticuerpo Policlonal Anti-5T4 (Glicoproteína Del Trofoblasto) Para Wb, Elisa - Q13641

Número de artículo: CM0018039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana 5T4 (glicoproteína del trofoblasto). Validado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Reconoce el inhibidor de señalización Wnt de 46 kDa para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	5T4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Especie	Humano
GeneID	7162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-350 de la proteína humana 5T4 (NP_006661.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13641
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo