


Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor De Laminina De 67Kda Para Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Número de artículo: CM0028435



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor de Laminina de 67kDa validado en WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Explore las funciones del 67LR en el ensamblaje ribosomal, la adhesión celular y la infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Receptor de Laminina de 67kDa
Observaciones/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Receptor de Laminina de 67kDa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3921
GeneID	3921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 del Receptor de Laminina de 67kDa humano (NP_002286.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08865
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo