


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Receptor De Laminina De 67 Kda (Rpsa) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Número de artículo: CM0012473



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al receptor de laminina de 67 kDa (RPSA, 37LRP) para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Inmunógeno: péptido sintético entre los aa 196-295. Ideal para investigación en cáncer y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra el receptor de laminina de 67 kDa
Observaciones/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Receptor de laminina de 67 kDa
Especie	Humano
ID del gen	3921
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 196-295 del receptor de laminina humano (P08865).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08865
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo