

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Actina-1 (Acta1) Para Wb, If/Icc, If-P Y Elisa - P68133

Número de artículo: CM0007180



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la α -actina-1 humana (ACTA1) para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC, IF-P) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio del citoesqueleto del músculo esquelético y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra α -actina-1 (ACTA1)
Observaciones/alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -actina-1 (ACTA1)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	58
ID del gen	58
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la α -actina-1 humana (ACTA1) (P68133)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P68133
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo