


Anticuerpo Policlonal Anti-A-Actinina-4 Para Wb, Elisa - 043707

Número de artículo: CM0023323



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la α -Actinina-4 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de entrecruzamiento de F-actina, tráfico vesicular y biología de uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo α -Actinina-4
Observaciones/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININA-4; α -Actinina-4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81
GeneID	81
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 570-650 de la α -Actinina-4 humana (NP_004915.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43707
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo