


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Actinina-4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43707

Número de artículo: CM0008977



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti- α -actinina-4 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el citoesqueleto de actina, las uniones celulares y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	α -Actinina-4 mAb de conejo
Observaciones/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinina-4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81
GeneID	81
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la α -actinina-4 humana (O43707)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43707
Peso proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo