


Anticuerpo Monoclonal Anti-A-Actinina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Número de artículo: CM0010625



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la α -actinina humana (alfa-actinina-1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación del citoesqueleto y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- α -actinina
Observaciones/Alias	BDPLT15; ACTN1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	87
ID del gen	87
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P12814
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo