

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Raf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Número de artículo: CM0005584



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra A-RAF humano (P10398). Validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Adecuado para estudiar la señalización mitogénica, la diferenciación miogénica y las vías del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo A-RAF
Observaciones/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	369
GeneID	369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-290 de A-RAF humano (P10398)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10398
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo