

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Actina Del Músculo Liso (Acta2) Para Wb, Elisa - P62736

Número de artículo: CM0002732

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la α -actina del músculo liso humana (ACTA2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para investigación del citoesqueleto y el músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- α -actina del músculo liso (ACTA2)
Observaciones/Alias	ACTSA; α -actina del músculo liso (ACTA2)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	59
GeneID	59
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la α -actina del músculo liso humana (ACTA2) (P62736)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62736
Peso molecular de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo