

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-A-Actina De Músculo Liso (Acta2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Número de artículo: CM0028491

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la α -actina de músculo liso (ACTA2) humana, de ratón y de rata validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de motilidad de células de músculo liso y citoesqueleto en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	α -actina de músculo liso (ACTA2) pAb de conejo
Observaciones/Alias	ACTSA; α -actina de músculo liso (ACTA2)
Especie	Humana
ID genético (humano)	59
ID genético	59
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la α -actina de músculo liso (ACTA2) humana (NP_001604.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62736
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo