

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-A-Actina Del Músculo Liso (Acta2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Número de artículo: CM0013516

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la α -actina del músculo liso humano (ACTA2, P62736). Validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	α -actina del músculo liso (ACTA2), pAb de conejo
Observaciones/Alias	ACTSA; α -actina del músculo liso (ACTA2)
Especie	Humano
ID del gen (humano)	59
ID del gen	59
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la α -actina del músculo liso humano (ACTA2) (NP_001604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62736
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo