


Anticuerpo Monoclonal Anti-A-Sinucleína Para Wb - P37840

Número de artículo: CM0006519



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la α -Sinucleína humana (PD1, NACP, PARK1/4). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Esencial para investigación sobre función sináptica y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra α -Sinucleína
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Sinucleína
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	6622
ID del Gen	6622
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-140 de la α -Sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo