


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Sinucleína Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P37840

Número de artículo: CM0007447



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la α -sinucleína humana (P37840), validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de neurodegeneración y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo α -Sinucleína
Observaciones/Alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -Sinucleína
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la α -sinucleína humana (NP_000336.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo