

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Tubulina Para Wb - P68366

Número de artículo: CM0011002

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti- α -tubulina de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta la α -tubulina humana, de ratón y rata (~50 kDa). Ideal para estudios de investigación sobre microtúbulos y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra α -tubulina
Notas/Alias	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -Tubulina
Especie	Humano
ID genético (Humano)	7277
ID genético	7277
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 349-448 de la α -tubulina humana (P68366).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68366
Peso proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo