

Anticuerpo Policlonico Anti-A1Bg Para Wb, Elisa - P04217

Número de artículo: CM0014304

Introducción

pAb de conejo contra A1BG (anticuerpo policlonico) validado para WB, ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante, 54kDa. Ideal para investigación de proteínas plasmáticas y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	A1BG pAb de conejo
Observaciones/Alíase	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1
ID de Gen	1
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 236-495 de la A1BG humana (NP_570602.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04217
Peso Molecular de Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo