

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-A1Cf (Factor De Complementación Apobec1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq94

Número de artículo: CM0014005



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo A1CF validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta el factor de complementación APOBEC1 humano, de ratón y de rata, un componente esencial del complejo de edición del ARNm de APOB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo A1CF
Observaciones/Alias	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	29974
ID del Gen	29974
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-120 del A1CF humano (NP_055391.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ94
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo