


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-A2ML1 Para Wb, Elisa - A8K2U0

Número de artículo: CM0024630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra A2ML1 humano, validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar mecanismos de inhibición de proteasas y biología epidérmica, incluidos los procesos de descamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	A2ML1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	144568
ID de Gen	144568
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 del A2ML1 humano (NP_653271.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	A8K2U0
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo