


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aaas Para Wb Y Elisa - Q9Nrg9

Número de artículo: CM0029194



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AAAS validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con la proteína humana Aladin (AAAS) (ID de Gen: 8086, ~60 kDa). Ideal para investigación sobre la función del complejo del poro nuclear, el desarrollo del sistema nervioso y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AAAS
Observaciones/Alias	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
Especie	Humano
ID de Gen	8086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 287-546 de AAAS humano (NP_056480.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRG9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo