

Anticuerpo Policlonal Anti-Aadac Para Wb, Elisa - P22760

Número de artículo: CM0015677

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la AADAC (arilacetamida desacetilasa) humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante (aa 170-399). Útil para estudiar la actividad lipasa de triglicéridos, el metabolismo de xenobióticos y vías relacionadas con el hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo AADAC
Observaciones/Alias	DAC; CES5A1; AADAC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	13
GeneID	13
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-399 de la AADAC humana (NP_001077.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22760
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo