

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aadat Para Wb, Elisa - Q8N5Z0

Número de artículo: CM0018322



Introducción

El pAb de conejo AADAT es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra AADAT humano. Adecuado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata y ayuda en la investigación sobre aminotransferasas y el metabolismo de la quinurenina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AADAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51166
GeneID	51166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-429 de AADAT humano (NP_001273611.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q8N5Z0
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo