

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aadat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Número de artículo: CM0013379



Introducción

El pAb de conejo anti-AADAT es un anticuerpo policlonal validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta AADAT (KAT2/KYAT2) en muestras humanas, de ratón y de rata, siendo ideal para el estudio de las funciones de la aminotransferasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-AADAT
Observaciones/Alias	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51166
ID de gen	51166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-429 de AADAT humano (NP_001273611.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5Z0
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo