


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aak1 Para Wb, Elisa - Q2M2I8

Número de artículo: CM0024199



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AAK1 humano, validado para Western blotting y ELISA. Se dirige a la proteína quinasa 1 asociada a AP2, un regulador de la endocitosis mediada por clatrina. Ideal para investigación sobre endocitosis y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AAK1
Especie	Humano
ID del Gen	22848
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de AAK1 humano (NP_055726.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q2M2I8
Peso Proteico	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo