

Anticuerpo Monoclonal Anti-Aamp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13685

Número de artículo: CM0002613

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AAMP validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA; presenta reactividad cruzada con AAMP humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de angiogénesis y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-AAMP
Observaciones/Alias	AAMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	14
GeneID	14
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína AAMP humana (Q13685).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13685
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo