


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aanat Para Wb Y Elisa - Q16613

Número de artículo: CM0014228



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la serotonina N-acetiltransferasa humana (AANAT) para Western blotting y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante (aa 1-207). Útil para estudios de biosíntesis de melatonina y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AANAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DSPS; SNAT; AANAT
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	15
ID del gen	15
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-207 de la AANAT humana (NP_001079.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16613
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo