

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aar2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Y312

Número de artículo: CM0019338



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AAR2 de alta calidad validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con la AAR2 humana y de ratón, un componente del snRNP U5 esencial para el ensamblaje del spliceosoma y el splicing del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | AAR2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias           | CGI-23; C20orf4; AAR2                                                                                                              |
| Especie                       | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)               | 25980                                                                                                                              |
| GeneID                        | 25980                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la AAR2 humana (NP_056326.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS                         | Q9Y312                                                                                                                             |
| Peso molecular de la proteína | 43kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |