


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aars2 Para Wb Y Elisa - Q5Jtz9

Número de artículo: CM0026210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AARS2 validado para aplicaciones de WB y ELISA, que detecta la alanil-ARNt sintetasa mitocondrial humana y de ratón. Interviene en la traducción de proteínas y la inhibición de la señalización cGAS/STING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validated] AARS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
Especie	Humano
ID de gen	57505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 491-620 de AARS2 humano (NP_065796.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5JTZ9
Peso molecular	107kDa
Envío	Bolsa de hielo