

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aars/Aars1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - P49588

Número de artículo: CM0015108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la alanil-ARNt sintetasa humana (AARS/AARS1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta las formas nucleares y citoplasmáticas; es útil para estudios de lactilación de proteínas y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AARS pAb de conejo
Observaciones/Alias	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
Especie	Humana
ID del gen	16
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P49588
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo