


Anticuerpo Policlonal Anti-Aatf Para Wb, Elisa - Q9Ny61

Número de artículo: CM0025540



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a AATF (Che-1/DED), validado para transferencia de Western y ELISA. Reacciona con humano y ratón. AATF es una proteína nucleolar implicada en la biogénesis de ribosomas y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AATF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26574
ID de Gen	26574
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-100 de la AATF humana (NP_036270.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NY61
Peso de Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo