


Anticuerpo Policlonico Anti-Abca1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095477

Número de artículo: CM0022051



Introducción

ABCA1 Rabbit pAb detecta la ABCA1 humana (TGD, ABC1, CERP) con reactividad cruzada a ratón. Apto para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudios de eflujo de colesterol y formación de HDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	19
ID del Gen	19
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1170-1350 de la ABCA1 humana (NP_005493.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O95477
Peso de la Proteína	254 kDa
Envío	Bolsa de hielo