


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abca1 Para Wb, Elisa - 095477

Número de artículo: CM0012628



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ABCA1 validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Se dirige a la ATPasa transportadora de fosfolípidos ABCA1, un regulador clave del eflujo de colesterol y la formación de HDL, lo que lo hace adecuado para la investigación del metabolismo lipídico y la aterosclerosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ABCA1
Observaciones/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	19
GeneID	19
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1170-1350 del ABCA1 humano (NP_005493.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095477
Peso Proteico	254kDa
Envío	Bolsa de hielo