


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abca1 Para Wb, Elisa - O95477

Número de artículo: CM0007168



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ABCA1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta ABCA1 endógeno (254 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del metabolismo de lípidos y HDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	19
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1170-1350 del ABCA1 humano (NP_005493.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95477
Peso Proteico	254kDa
Envío	Bolsa de hielo