


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca1 - 095477

Número de artículo: CM0025277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABCA1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de eflujo de colesterol y HDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	19
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1870-2120 del ABCA1 humano (NP_005493.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95477
Peso Proteico	254 kDa
Envío	Bolsa de hielo