

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca12 Para If/Icc, Elisa - Q86Uk0

Número de artículo: CM0021634

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ABCA12 de alta calidad validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Se dirige al transportador de glucosilceramida ABCA12, esencial para la formación de laminillas lipídicas epidérmicas y la función de barrera cutánea. Ideal para investigación en dermatología, transporte de lípidos y ictiosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCA12 Rabbit pAb
Notas/Alias	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	26154
ID del gen	26154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2456-2595 de ABCA12 humano (NP_775099.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q86UK0
Peso de la proteína	293kDa
Envío	Bolsa de hielo