

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Bzc7

Número de artículo: CM0024636

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ABCA2 humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. ABCA2 es un transportador de lípidos involucrado en la homeostasis del colesterol y la formación de mielina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCA2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	20
ID del gen	20
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-350 de ABCA2 humana (NP_001597.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZC7
Peso de la proteína	270kDa
Envío	Bolsa de hielo