

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca4 Para Wb, Elisa - P78363

Número de artículo: CM0012846



Introducción

El pAb de conejo ABCA4 es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Se dirige al transportador ABC específico de la retina ABCA4, esencial para la eliminación de retinoides en fotorreceptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	24
GeneID	24
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-300 del ABCA4 humano (NP_000341.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78363
Peso Proteico	256kDa
Envío	Bolsa de hielo