


Anticuerpo Policlonal Anti-Abca7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy2

Número de artículo: CM0023778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABCA7 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Transportador de fosfolípidos implicado en la enfermedad de Alzheimer y la homeostasis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCA7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10347
ID de Gen	10347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2010-2146 del ABCA7 humano (NP_061985.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZY2
Peso Proteico	234kDa
Envío	Bolsa de hielo