

Anticuerpo Policlonal Anti-Abca8 Para Wb, Elisa - O94911

Número de artículo: CM0021169

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABCA8, validado para Western blot y ELISA en humano y rata. Este transportador de casete de unión a ATP importa aniones orgánicos y media el eflujo de colesterol, lo que hace que el anticuerpo sea adecuado para la investigación del transporte de fármacos y el metabolismo de los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ABCA8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABCA8
Especie	Humano
GeneID (humano)	10351
GeneID	10351
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 425-495 del ABCA8 humano (NP_009099.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O94911
Peso Proteico	184kDa
Envío	Bolsa de hielo