

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca8A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8K442

Número de artículo: CM0021678

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABCA8A de ratón, apto para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Es útil para estudios de eflujo de colesterol y regulación de HDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCA8A Rabbit pAb
Especie	Ratón
ID genético (Ratón)	217258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 690-828 de ABCA8A de ratón (NP_694785.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8K442
Peso molecular de la proteína	184kDa
Envío	Bolsa de hielo