


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcb11 Para If/Icc Y Elisa - O95342

Número de artículo: CM0018732



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ABCB11 (BSEP) humano, validado para IF/ICC y ELISA. Detecta ABCB11 de ratón y rata. Ideal para investigación de la bomba de exportación de sales biliares, estudios de transporte hepático e investigación de la colestasis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ABCB11 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Notas/Alias         | BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 8647                                                                                                                                       |
| GeneID              | 8647                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1050-1150 de ABCB11 humano (NP_003733.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                                |
| SWISS               | O95342                                                                                                                                     |
| Peso de la proteína | 146kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |