


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcb11 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Número de artículo: CM0027707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABCB11 (BSEP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de transporte de sales biliares y colestasis intrahepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCB11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8647
ID de Gen	8647
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1050-1150 del ABCB11 humano (NP_003733.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95342
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo