

Anticuerpo Policlonal Anti-Abcb4 Para Wb, Elisa - P21439

Número de artículo: CM0030829



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-ABCB4 de alta calidad validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con ABCB4 humano y de ratón, una fopasa de fosfolípidos crucial para la secreción lipídica biliar. Ideal para la investigación de enfermedades hepatobiliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCB4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5244
GeneID	5244
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 del ABCB4 humano (NP_061337.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21439
Peso proteico	142kDa
Envío	Bolsa de hielo