


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcb7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75027

Número de artículo: CM0015236



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABCB7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del transporte mitocondrial de clústeres hierro-azufre y de la biosíntesis del hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCB7 pAb de conejo
Observaciones/alias	ABCB7; ASAT; Atm1p; EST140535; ABCB7
Especie	Humano
ID del gen	22
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 503-753 de ABCB7 humano (NP_004290.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75027
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo