

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcb8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Número de artículo: CM0030529



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ABCB8 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Dirige contra la subunidad de unión a ATP del canal de potasio mitocondrial implicado en el transporte de hierro y la función cardíaca. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCB8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11194
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 469-718 de ABCB8 humana (NP_009119.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUT2
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo