

Anticuerpo Policlonal Anti-Abcc5 De Conejo Para Wb, Elisa - O15440

Número de artículo: CM0025210



Introducción

ABCC5 Rabbit pAb validado para WB y ELISA. Detecta ABCC5 (MRP5) humano, de ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-179). Para investigación en transporte y resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCC5 Rabbit pAb
Notas / Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10057
GeneID	10057
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 del ABCC5 humano (NP_005679.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15440
Peso Proteico	161 kDa
Envío	Bolsa de hielo