

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcc5/Mrp5 Para If-P Y Elisa - O15440

Número de artículo: CM0025839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABCC5/MRP5 humano, validado para aplicaciones de IF-P y ELISA. MRP5 es un transportador dependiente de ATP implicado en la resistencia a fármacos y el eflujo de metabolitos. Adecuado para investigación en oncología y farmacología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ABCC5/MRP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Especie	Humano
GeneID	10057
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1101-1200 del ABCC5/MRP5 humano (NP_005679.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15440
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo