

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcc6 Para Wb, Elisa - 095255

Número de artículo: CM0027206



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al ABCC6 humano, adecuado para WB y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de transportadores ABC, resistencia a fármacos y pseudoxantoma elástico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCC6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GAC12; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	368
GeneID	368
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 830-940 del ABCC6 humano (NP_001162.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	095255
Peso Proteico	165kDa
Envío	Bolsa de hielo